


**วิธีการหาสถานะและสารสำคัญด้วยการ Infusion  
และการบำรุงรักษาเครื่อง LCMS/MS  
หมายเลขเครื่อง No. 16**



**ผู้ดูแล นางนันทน์ภัส ธิติศักดิ์สกุล**

**หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบวิธีการใช้งานแบบ Infusion เครื่อง LCMS/MS อย่างถูกต้อง และสามารถบำรุงรักษาเครื่องมือหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา

## 2. ขอบข่าย

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานนี้ ใช้เฉพาะกับเครื่อง LCMS/MS ตาม model ข้างต้น ที่ตั้งอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น

## 3. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเครื่อง LCMS/MS (English version) ของบริษัท ABSciex จำกัด

## 4. คำนิยาม

LCMS/MS คือ Liquid Chromatography with Mass Spectrometry

## 5. ส่วนประกอบของเครื่อง LCMS/MS

5.1. Solvent Reservoir ส่วนนี้จะเป็นตัวจ่าย mobile phase ให้กับระบบ โดยจะอาศัย Pump ในการส่ง ส่วนนี้ห้ามใช้ในระบบ normal phase (ซึ่งมี stationary phase เป็นสารประเภทมีขั้ว ส่วนวัฏภาคเคลื่อนที่เป็นสารจำพวก non polar เช่น hexane เป็นต้น เพราะจะทำให้ Pump เสียได้)

5.2. Pump ที่ใช้เป็นแบบ Binary Pump คือมีสาย mobile phase 2 สาย และเป็นชนิด High Pressure Mixing ซึ่งจะสามารถทำ gradient ที่ flow rate ต่ำๆ ได้ดี โดยจะมี Column Mixer ช่วยในการผสมก่อนเข้าสู่ระบบ mobile phase ที่ใช้ต้องผ่านการกรองด้วย membrane 0.2-0.45  $\mu\text{m}$  และ sonicate เพื่อไล่ฟองอากาศจากนั้นจึงนำมาใช้กับระบบ LC ได้

5.3. Column Oven เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์


5.4. Auto sampler เป็นส่วนที่ใช้ในการฉีดตัวอย่างเข้าสู่ระบบ เป็นแบบ well-plate Auto sampler โดยเข็มจะเป็นตัววิ่งไปหาขวดตัวอย่างเพื่อดูดสารแล้วจึงวิ่งไปฉีดเข้าระบบ ซึ่งระบบการฉีดสารแบบนี้จะทำให้การเกิด carry over ต่ำ

5.5. Instant pilot เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ pump เพื่อตั้งอัตราการไหลของ mobile phase ทำการ purge สารและเปลี่ยนสาย และตั้งอุณหภูมิของ Column Oven

5.6. MS/MS เป็นส่วน Detector ซึ่งจะประกอบไปด้วย


- Pump จะเป็นส่วนสำคัญมากต่อระบบของ MS จะทำหน้าที่ในการสร้างระบบ Vacuum ให้ MS โดยมี 2 pump คือ Turbo pump และ Rough pump
- Ion Source เครื่องนี้จะเป็นแบบ API มี Probe 2 แบบคือ ElectroSpray Ionization (ESI) และ Atmospheric Pressure Ionization (APCI) ดังภาพที่ 1 ให้เลือกใช้ตามคุณสมบัติของสารตัวอย่างที่จะวัด Ion Source แสดงดังภาพที่ 2

One Probe for Electrospray and one for APCI




ภาพที่ 1 Probe ESI (probe ยาว) และ APCI (probe สั้น)

One Source Housing:  
Turbo V™ Source



ภาพที่ 2 Ion Source

- Mass filter จะเป็นแบบ Triple Quadrupole ประกอบด้วย Q1, Q2 และ Q3 ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 Mass filter แบบ Triple Quadrupole


## 6. วิธีการใช้ Software

การหาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องให้เหมาะกับสารตัวอย่าง โดยทำ Infusion มีวิธีการดังนี้

### 6.1. วิธีการ Infusion

6.1.1. loop ที่ ion source จะมี 2 แบบ คือ แบบ 2-way และ 3-way ดังภาพที่ 4 โดยที่แบบ 2-way จะใช้ในการทำ infusion เพื่อปรับค่า parameter ของ Ion source และใช้ในการหาปริมาณสาร (Quantitative analysis) ส่วน 3-way จะใช้ในกรณีที่ต้องการปรับค่า Nebulizer source gas 1, gas 2 และ spray temperature ที่ Source parameter)

6.1.2. การทำ infusion เพื่อต้องการ scan หัวตัว parent ตรวจสอบ loop ที่ ion source ให้เป็นแบบ 2-way ก่อนทำการ infusion ดังภาพที่ 4




ภาพที่ 4 loop แบบ 2-way และ 3-way

- 6.1.3. ใช้ Syringe เฉพาะของเครื่อง ทำการดูดสารตัวอย่างเข้าไปแล้วเอาปลายเข็มออก จากนั้นให้ต่อเข้ากับสายที่ 2
- 6.1.4. จากนั้นเปิด computer แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 5




ภาพที่ 5 Analyst Software

- 6.1.5. เข้าโปรแกรม Analyst โดย double click ที่ Analyst Software
- 6.1.6. Click → Register later → OK จะปรากฏดังภาพที่ 6




ภาพที่ 6 แสดง Menu bar และ Tool bar

6.1.7. ทำการตั้ง project ก่อน โดยไปที่ Tool bar แล้ว click → Tool → Project → Create Project (ภาพที่ 7) ให้ตั้งชื่อ project ตรงช่อง Project name → OK




ภาพที่ 7 สร้าง Project

6.1.8. ไปที่ Configure → double click ที่ Hardware Configuration จะขึ้นหน้าจอ Hardware Configuration Editor → API 3200 (ในกรณีที่ใช้ Infusion) หรือ API3200+Agilent 1260 (ในกรณีที่ใช้ LC) → Activate profile ดังภาพที่ 8



ภาพที่ 8 Hardware Configuration Editor

จะปรากฏดังภาพที่ 9 แล้ว Click → Close




ภาพที่ 9 Activate Profile

## 6.2. การ Tune mass เพื่อ Scan หัวตัวแม่ (parent)

6.2.1. ไปที่ menu bar → Tune and Calibration


6.2.2. Double click ที่ Manual Tuning

6.2.3. เลือก Scan type เป็น Q1MS (Q1) จะ ได้หน้าต่างภาพที่ 10



ภาพที่ 10

6.2.4. ตั้งค่า start และ stop ให้ครอบคลุม molecular Weight ของตัวแม่ เพื่อ Scan หัวตัวแม่ (parent) หากไม่ทราบอาจตั้ง 0 -900 Da ส่วนค่า time (Sec) ให้ตั้งเป็น 0.1 ดังภาพที่ 11




ภาพที่ 11

6.2.5. หากต้องการให้ save spectrum ให้  MCA จากนั้นตั้งค่า duration ประมาณ 5 นาที


6.2.6. Polarity ให้ตั้งตามคุณสมบัติของสารที่วัด โดยส่วนใหญ่เป็น Positive

6.2.7. มาที่หน้าจอ Analyst software → ไปที่ dropdown list → เลือก Syringe Pump Method จะขึ้นหน้าจอให้ใส่ค่า Syringe Diameter ตามปริมาตร syringe ที่ใช้ ถ้าเป็นขนาด 1 ml ให้ใส่ค่า Syringe Diameter เป็น **4.61 mm** ตั้งค่า flow rate เป็น **10  $\mu$ L/min** ดังภาพที่ 15




ภาพที่ 12 การตั้งค่าพารามิเตอร์ของ Syringe

6.2.8. กลับไปที่ dropdown list → เลือก MS Method แล้ว Click ที่ Start Syringe Pump เพื่อให้สารตัวอย่างวิ่งเข้าไปใน MS ดังภาพที่ 16



ภาพที่ 13 การส่งสารตัวอย่างเข้าสู่ระบบ MS


6.2.9. มาที่ Acquire... → ตั้งชื่อ Data file name → OK เครื่องจะเริ่มทำงานดังภาพที่ 17



ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอ Chromatogram และ Spectrum ของสารตัวอย่าง

6.2.10. เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้เครื่องจะหยุดทำงานแล้วให้ click ที่ Stop Syringe Pump

6.2.11. การดู file ที่บันทึกไว้ให้ไปที่ Menu bar เลือก Explore → Open data file → เลือกชื่อ file name ที่ตั้งไว้ → OK ดังภาพที่ 18




ภาพที่ 15 การดู file ที่บันทึกไว้



6.2.12. ให้บันทึกค่า spectrum ของ parent (m/z) ที่ได้ไว้เพื่อนำมาใช้เป็นค่า product of ... ในขั้นตอนต่อไป

### 6.3. การหาถูก (Product Ion, MS2)

6.3.1. ไปที่ Scan type เลือก Product Ion (MS2)




ภาพที่ 16

6.3.2. ใส่ค่า m/z ของ parent ในช่อง product of

6.3.3. เลือกช่วง Scan molecular weight โดยให้ครอบคลุมตัว parent ด้วย ส่วน Time เครื่องจะใส่ให้อัตโนมัติ

6.3.4. จากนั้นให้ใส่ Duration และ  MCA

6.3.5. ไปที่ tab Compound → ปรับค่า CE ตั้งแต่ 20-50 เพื่อเลือกค่า CE ที่เหมาะสม



ภาพที่ 17


6.3.6. Click ที่ Start Syringe Pump จากนั้นไปที่ Acquire... → ใส่ชื่อ sample name → ตั้งชื่อ Data file name → OK  
เครื่องจะเริ่มทำงาน

6.3.7. จะได้ค่า m/z ของ product ถูก ออกมา

## 6.4. การตกแต่งตัวแม่


6.4.1. ให้เลือก Scan type เป็น Q1 multiple Ion (Q1MI)

6.4.2. ใส่ค่า Q1 mass ของตัวแม่ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และใส่ค่า Time (msec) เป็น 100



ภาพที่ 18

6.4.3. ทำการปรับค่าพลังงานต่างๆ โดยไปที่ Edit Ramp → Ramp parameter setting → Decustering Potential (DP) → ใส่ค่า start, stop และ step ดังภาพที่ 22 (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)




ภาพที่ 19 Decustering Potential (DP)

6.4.4. Click ที่ Start Syringe Pump จากนั้นไปที่ Acquire... → ใส่ชื่อ sample name → ตั้งชื่อ Data file name → OK เครื่องจะเริ่มทำงาน

6.4.5. จะ ได้ spectrum DP ออกมา ให้ทำการเลือกค่าที่ให้ spectrum สูงที่สุด แล้วบันทึกค่าไว้


6.4.6. ปรับค่าพลังงานตัวต่อไปโดยไปที่ Edit Ramp → Ramp parameter setting → Entrance Potential (EP) → ใส่ค่า start, stop และ step ดังภาพที่ 23



ภาพที่ 20 Entrance Potential (EP)

6.4.7. ทำตามข้อ 6.4.4 ถึง 6.4.5 แล้วบันทึกค่า spectrum สูงที่สุดไว้

6.4.8. ปรับค่าพลังงานตัวต่อไปโดยไปที่ Edit Ramp → Ramp parameter setting → Collision Cell Ent Potential (CEP)  
→ ใ้ค่า start, stop และ step ดังภาพที่ 24




ภาพที่ 21 Collision Cell Ent Potential (CEP)

6.4.9. ทำตามข้อ 6.4.4 ถึง 6.4.5 แล้วบันทึกค่า spectrum สูงที่สุดไว้

## 6.5. การตกแต่งตัวลูก


6.5.1. ให้เลือก Scan type เป็น MRM (MRM)

6.5.2. ใ้ค่า Q1 mass ของตัวแม่ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้, Q3 mass ใ้ค่า Time (msec) เป็น 100 จากนั้นคลิกขวาที่ตาราง แล้วเลือก ✓ ที่หน้าช่อง DP, EP, CEP แล้วใ้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้บันทึกไว้ดังภาพที่ 25



ภาพที่ 22 การใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน mode MRM

- 6.5.3. ปรับค่าพลังงาน โดยไปที่ Edit Ramp → Ramp parameter setting → Collision Energy (CE) → ใส่ค่า start, stop และ step เป็น 5 V, 130V, 1 V ตามลำดับ
- 6.5.4. ทำตามข้อ 6.4.4 ถึง 6.4.5 แล้วบันทึกค่า spectrum สูงที่สุดไว้
- 6.5.5. จากนั้นคลิกขวาที่ตารางแล้วเลือก ✓ ที่หน้าช่อง CE แล้วใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้บันทึกไว้
- 6.5.6. ปรับค่าพลังงาน CXP โดยไปที่ Edit Ramp → Ramp parameter setting → Collision Cell Exit Potential (CXP) → ใส่ค่า start, stop และ step เป็น 0 V, 58V, 1 V ตามลำดับ
- 6.5.7. ทำตามข้อ 6.4.4 ถึง 6.4.5 แล้วบันทึกค่า spectrum สูงที่สุดไว้ ดังภาพที่ 26



ภาพที่ 23 Collision Cell Exit Potential (CXP)

- 6.5.8. จากนั้นคลิกขวาที่ตารางแล้วเลือก ✓ ที่หน้าช่อง CXP แล้วใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้บันทึกไว้

7. Source Parameter ที่เหมาะสม

CUR = 25 CAD = 5 IS = 5500	ใช้สำหรับ Mode ESI	
TEM = 300 for GS1 = 40	600 for GS1 = 50	700 for GS1 = 60
GS1 = 40	50	60
GS2 = 50	60	70

**Note:**

1. ค่า GS2 > GS1

2. Sensitivity ของ peak ที่ขึ้นมาต้องมากกว่า  $10^4$  (เครื่องวัดได้ maximum  $10^5$ )

3. การตั้ง flow rate จะต้องพิจารณาจากคอลัมน์ที่ใช้ด้วยและหากตั้งสูงเกินไปอาจทำให้ sensitivity ไม่ดี

ข้อควรระวัง หาก mobile phase ที่ใช้มีส่วนประกอบเป็นเกลือหรือ บัฟเฟอร์ ให้ทำการล้างระบบด้วยน้ำ ultrapure 18.2 MΩ ที่ผ่านการกรอง 0.45 μm ประมาณ 30-60 นาทีก่อนแล้วจึงเก็บระบบ HPLC ด้วย Methanol

บำรุงรักษาประจำเดือน โดยผู้ดูแลเครื่องมือ

ตรวจสอบการอุดตันของ Solvent Reservoir Filter ท่อเทฟลอน (Teflon) จาก Reservoir หากมีการอุดตันให้นำไปแช่กรด nitric เจือจางแล้วล้างออก

เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ

บำรุงรักษาประจำปี ทุก 6 เดือน โดยผู้ดูแลเครื่องมือ